

MC-B1

Camilla para helicóptero



Parámetros Técnicos

Dimensiones	220 × 64 × 18 cm
Capacidad de Carga Segura	270 kg
	Material Fabricada de Material ABS • Materiales no tóxicos y no contaminantes. • Resistente al fuego, desgaste y corrosión. • Diseñada para soportar condiciones climáticas extremas
	Accesorios Tablero ajustable para soporte de pies
	• Incluye sling (arnés de elevación) certificado para transporte en helicóptero. • Sistema de anclaje reforzado para izado vertical.

