

MC-C2

Camilla de cuchara

Incluye

Cinturones de seguridad empaquetados en una bolsa práctica.

3 piezas

Especificaciones técnicas

Tamaño desplegado (LxAxA)


214×42×7 cm

Tamaño plegado (LxAxA)

167×42×7 cm

Carga de trabajo segura

160 kg




DIVISIÓN

La camilla puede separarse en lados izquierdo y derecho mediante un sistema de bloqueo lateral fácil de usar, lo que permite posicionarla bajo el paciente sin riesgo de lesiones adicionales.



ALTURA

Longitud adaptable a la altura del paciente, con un sistema de bloqueo seguro y plegado rápido.



PERFIL

Diseñada para deslizarse fácilmente bajo el paciente, reduciendo movimientos innecesarios.



MATERIAL

Fabricada con aleación de aluminio de alta resistencia, ligera y duradera, ideal para uso frecuente.

