

INMOVILIZADOR DE CRÁNEO

Diseñado para brindar estabilidad y seguridad en la inmovilización de la cabeza del paciente.



FIJACIÓN SEGURA

Correas ajustables con hebillas de alta resistencia para una sujeción firme.



MATERIAL RESISTENTE

Espuma de alta densidad recubierta en PVC, duradera e impermeable.



LIGERO Y PORTÁTIL

Fácil de transportar y limpiar.



INCLUYE



4 CORREAS LATERALES
CON HEBILLAS



2 CORREAS SUPERIORES

MEDIDAS



LARGO
40 cm



ALTO
10 cm



ANCHO
25 cm