

MC-HB002

Cama manual 2 funciones
todo en 1



Respaldo 0-85°

Se puede ajustar libremente para facilitar las necesidades de cuidado diario.



Ajuste de Posición de Rodilla /Piernas 0-85°

Se puede ajustar libremente para favorecer la circulación sanguínea en las piernas.



MC-HB002

Cama manual 2 funciones
todo en 1



CABECERA Y PIE DE CAMA DESMONTABLES

ABS/PP de alta calidad, resistente y duradero.



BARANDILLAS

5 barandillas plegables de aleación de aluminio. Fácil de subir y bajar de la cama.



RUEDAS

Ruedas silenciosas ABS de 12.5 cm con freno independiente.



MANIVELA

Manivela plegable de metal; galvanizado, fácil de controlar, inoxidable.



POLO DE INFUSIÓN

Poste de infusión ajustable en altura, con 4 ganchos.




COLCHÓN

Palma y esponja de alta calidad, suaves y transpirables.




COMEDOR

Comedor de madera con tratamiento superficial impermeable, fácil de limpiar.



RESPALDO 0-85°

Se puede ajustar libremente para facilitar las necesidades de cuidado diario.



AJUSTE DE POSICIÓN DE RODILLAS 0-85°

Se puede ajustar libremente para favorecer la circulación sanguínea en las piernas.

Colchón de 8cm de grosor
(4cm de coco rallado y 2cm de esponja)



MC-HB002

Cama manual 2 funciones
todo en 1



¿Qué Incluye?

Superficie de la cama	Soldadura de tubos de acero, pulverización de polvo
Cabecero y tablero trasero	ABS
Barandillas	Dos barandillas de aleación de aluminio desmontables de cinco velocidades
Manivelas	Dos manivelas de acero inoxidable
Ruedas	Cuatro ruedas silenciosas
Colchón	8 cm de grosor (4 cm de coco rallado y 2 cm de esponja)
Soporte para suero	1 unidad
Tablero de mesa de comedor	1 unidad (Plástico blanco)



Parámetros Técnicos

Tamaño	2040 × 960 × 190 mm
Elevación de espalda	0-75° (±5°)
Levantamiento de piernas	0-45° (±5°)
Peso soportado	250 kg
Elevación de espalda	0-75° (±5°)
Levantamiento de piernas	0-45° (±5°)
Colchón	8 cm de grosor (4 cm de coco rallado y 2 cm de esponja)



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Remplazo de piezas	Consulta disponibilidad

