

MCI005

Lámpara quirúrgica de examen



CÚPULA AJUSTABLE

El ángulo de la cabeza de la lámpara es fácil de ajustar y el rango de ajuste es amplio.



ALTURA AJUSTABLE

La altura es ajustable, puede coincidir con la altura del paciente fácilmente.



REFLECTOR

Reflector con ajuste de posición.



POTENCIA

El cable de alimentación es lo suficientemente largo.



RUEDAS

Con ruedas giratorias, fácil de mover.



Parámetros Técnicos

Brazo	105 +/- cm articulado, brazo con resorte, brazo con interruptor de encendido/apagado e incorporado con transformador electrónico
Soporte móvil	Soporte móvil con ruedas giratorias
Luz	La lámpara emite luz blanca natural: temperatura de color aprox. 4000 K
Bombilla halógena	Aprox. 12V/20W
Intensidad de luz	Aprox. 20,000 Lux a 40 cm
Reflector	Reflector ajustable para posicionamiento
Cable	Longitud del cable libre aprox. 3m
Suministrado con	1x bombilla de repuesto 1x fusible de repuesto 1x instrucciones de uso



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad