

SK-L513

Negatoscopio Sencillo

Con nuestro Negatoscopio LED de un Solo Campo, tendrás la herramienta ideal para llevar a cabo diagnósticos precisos de manera rápida y eficiente. Perfecto para médicos, radiólogos y técnicos radiológicos.

FUENTE DE LUZ LED : Asegura una iluminación uniforme y perdurable para una visualización óptima.

FUENTE DE ENERGÍA: Compatible con AC220V/50-60Hz, garantizando un desempeño constante.

DIMENSIONES COMPACTAS 48-5x49-5x2.5 CM, ideal para cualquier espacio de trabajo.

AMPLIA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN: 36x42.2 CM, permite observar películas de hasta 14x17 pulgadas sin filtraciones de luz.

POTENCIA EFICIENTE: Con tan solo 20W de potencia, es económico y amigable con el medio ambiente.

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE : Mayor o igual a 10000K, ajustable según tus necesidades.

BRILLO AJUSTABLE: Permite adaptar la iluminación de acuerdo a tus preferencias.

UNIFORMIDAD Y DURABILIDAD: Uniformidad superior al 90% y vida útil de la fuente de luz LED mayor o igual a 100000 horas, asegurando calidad y confiabilidad a largo plazo.

FÁCIL INSTALACIÓN: Montado en la pared para una instalación sencilla y sin complicaciones.

