

SK-L516

Negatoscopio Doble

Fuente de luz LED SMD: Garantiza una iluminación uniforme y duradera, con la disposición de la fuente de luz en el lateral para una mejor visualización.

Potencia incorporada AC220V/ 50-60Hz: Asegura un rendimiento constante y confiable.

Dimensiones compactas: Con medidas de 84.5 x 49.5 x 2.5 cm, es perfecto para cualquier espacio de trabajo.

Amplia pantalla de observación: Con un tamaño de 720 x 422 mm, podrás visualizar fácilmente dos películas de 14 x 17 pulgadas sin ningún tipo de fuga de luz.

Potencia eficiente: Con 40W de potencia, este negatoscopio es económico y respetuoso con el medio ambiente.

Temperatura de color ajustable: Con una temperatura de color de la fuente de luz mayor o igual a 10000K, podrás adaptarla según tus necesidades específicas.

Brillo ajustable: Con un brillo máximo típico de 4000 candelas por metro cuadrado más menos 10% y un rango de ajuste de brillo.

Uniformidad y durabilidad: Con una uniformidad de la pantalla de observación superior al 90% y una vida útil de la fuente de luz LED mayor o igual a 100000 horas, garantizamos calidad y fiabilidad a largo plazo.



SK-L516

Negatoscopio Doble



Ideal para su entorno
médico



2.5 cm de grosor muy
conveniente de usar

SK-L516

Negatoscopio Doble



**LED CON
TIEMPO DE
VIDA DE MÁS
DE 100,000
HORAS**