

MC-MW028

Silla de ruedas



MC-MW028

Silla de ruedas



Parámetros Técnicos

Diseño de cojín	Doble capa, fácil de limpiar
Estructura	Marco de tubería de acero con freno de mano de línea
Pedales	Ajustables
Rueda delantera	7 pulgadas, neumático sólido
Rueda trasera	24 pulgadas, neumáticos neumáticos (incluye bomba y parche)
Altura de la silla de ruedas	89 cm
Longitud de la silla de ruedas	103 cm
Ancho del asiento	45 cm
Altura del asiento	48 cm
Profundidad del asiento	42 cm
Peso	17 kg
Peso máximo soportado	100 kg



COJÍN

Diseño de cojín de doble capa, fácil de limpiar



NEUMÁTICO

Rueda delantera de 7 pulgadas; neumático macizo. Rueda trasera de 24 pulgadas; neumáticos bomba + parche.



FRENO

Marco de pulverización de tubo de acero, con freno de mano de línea.



PEDALES

Pedales ajustables y retráctiles.

