

Silla De Ruedas Con Reposa Pies Plegable Eleva Piernas

Parámetro	Especificación
Estructura	Acero de alta calidad 22×1.0 mm, soldadura precisa y superficie electrogalvanizada
Apoyabrazos	De cuero, fijos
Soporte para pies	Plegable o giratorio, con pedal de plástico o hierro
Correa de sujeción	Incluida
Ruedas delanteras	PU sólidas de 8", horquilla metálica estampada
Ruedas traseras	Nylon de 24", aro plástico
Sistema de frenos	Manual y de acero
Asiento	Tela tipo cuero, costuras firmes, sin defectos visibles
Ancho plegado	24 cm
Profundidad del asiento	43 cm
Ancho del asiento	45 cm
Altura del asiento al suelo	47 cm
Dimensiones generales (L×A×H)	103 × 66 × 88 cm
Altura soporte para pies	Ajustable 0-50 mm
Diseño	Plegable para almacenamiento y transporte práctico

