

SK-PET01

Mesa de examen para mascotas



## SK-PET01

### Mesa de examen para mascotas



#### MATERIAL

Está hecho de acero inoxidable de alta calidad, soldado por un robot automatizado a 360° sin ángulos muertos, y toda la superficie está pulida.



#### FUNCIÓN

Puede usarse como una mesa de tratamiento animal con una función de balanza electrónica para ayudar a los médicos a determinar con precisión el peso del animal.



#### BALANZA ELECTRÓNICO

La mesa de tratamiento viene con una balanza electrónica, que se controla mediante los botones de la pantalla digital, lo que permite pesar con precisión el peso de la mascota.



#### SUPERFICIE DE LA MESA

Sobresale alrededor de la mesa de tratamiento para evitar el desbordamiento de agua.



#### TABLA DE ALMACENAMIENTO

Hay una tabla de almacenamiento debajo de la mesa de tratamiento para artículos diversos.



#### PIES

Los pies se pueden ajustar finamente girándolos para ayudar a mantener la estabilidad de la mesa de tratamiento en terrenos irregulares.



#### TAMAÑO

Aceptable para personalización flexible.



### Parámetros Técnicos

Trompeta	1000 mm x 550 mm x 850 mm
Material	Acero inoxidable

