

# MESA DE MAYO DE ACERO ECO

Ficha técnica de producto



## DESCRIPCIÓN

Mesa auxiliar tipo mayo fabricada en acero inoxidable, con charola superior compacta, altura ajustable y base con ruedas. Diseñada para apoyar instrumental, insumos o material de curación durante procedimientos clínicos.

### DIMENSIONES

**45 x 35 cm**

### ALTURA

**80 a 116 cm**

### MATERIAL

**Acero inoxidable**

### MOVILIDAD

**4 ruedas con freno**

## Especificaciones técnicas

<b>Producto</b>	Mesa de mayo de acero Eco
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Tamaño exterior (L x A x A)</b>	45 x 35 x 80-116 cm
<b>Superficie / charola</b>	45 x 35 cm
<b>Rango de altura</b>	80 a 116 cm
<b>Ruedas</b>	4 ruedas silenciosas con frenos independientes
<b>Limpieza</b>	Superficie resistente a corrosión y fácil de limpiar

### Beneficios operativos

- Acero inoxidable para mayor higiene y durabilidad.
- Altura ajustable para diferentes procedimientos.
- Ruedas con freno para movilidad estable y segura.
- Charola compacta que optimiza el espacio de trabajo.

### Uso recomendado

- Hospitales, clínicas y consultorios.
- Áreas de curación, procedimientos y preparación de material.
- Apoyo para instrumental, medicamentos o insumos médicos.

### Información comercial visible en la imagen

Devolución: 30 días | Envío: 2-3 días hábiles | Garantía formal: no especificada en la imagen proporcionada.