

MC-SP21

Carro de curación con cubeta y palangana
ABS Azul



Parámetros Técnicos

Dimensiones	62 * 43 * 84 cm
Capacidad de carga	30 Kg
Material	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado en acero inoxidable y ABS, ofreciendo alta durabilidad, fácil limpieza y una estética moderna.
Movilidad segura	<ul style="list-style-type: none"> Equipado con 4 ruedas universales giratorias con freno individual
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> Cubeta y palangana desmontables: Permiten un manejo higiénico de residuos y líquidos durante las curaciones.

