

MC-ST008

Carro de curación con cubeta y palangana



## Parámetros Técnicos

<b>Dimensiones</b>	66 cm (largo) x 44 cm (ancho) x 86 cm (alto)
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado en acero cromado de alta calidad, con acabado brillante y duradero.</li> </ul>
<b>Movilidad segura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipado con 4 ruedas de 3", dos de ellas con freno, que ofrecen estabilidad y fácil movilidad.</li> </ul>
<b>Fácil manejo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye asas de empuje en ambos lados, permitiendo un control cómodo y seguro durante el desplazamiento.</li> </ul>
<b>Accesorios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubeta y palangana desmontables:</li> <li>Permiten un manejo higiénico de residuos y líquidos durante las curaciones.</li> </ul>

