

MC002-W

Mesa de cama ABS



MATERIAL GENERAL

Todo el cuerpo es 100% inyección de plástico ABS puro, no tóxico, fuerte, antioxidante y anticorrosión, fácil de limpiar, uso de larga duración.



SUPERFICIE DEL CARRO

El superficie de ABS de la mesa tiene un diseño que puede prevenir la caída de las cosas.



GANCHO PARA TOALLAS

Gancho para toallas de tipo oculto, firme, antioxidante, fácil de limpiar.



GABINETE

Un estante, un cajón y un armario, gran espacio de almacenamiento.



COLOR

Colores opcionales: azul, verde, negro, gris.



RUEDA

Ruedas con un largo mango, más estable, que son fáciles de inslar.



Control de calidad importante

- * Marco: Inyección ABS
- * La parte superior del gabinete, el cajón, la bandeja, el tablero de capas, la puerta y la base están hechos de ABS
- * Colgadores de toallas en los 2 lados del gabinete, que pueden ser ajustables
- * El comedor está entre el cajón y el tablero de la mesa
- * Se puede poner termo, lavabo y otros artículos
- * Mesilla de noche para uso hospitalario
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

480x465x795 mm

