

MC008

Colchón poliuretano para
cama hospitalaria

*Compatible MC6K,
MC2K



Control de calidad importante


- * Material: Espuma de poliuretano de alta densidad con cubierta de PU
- * PU color de la cubierta: Negro
- * Características: Aire a través, a prueba de agua, cubierta de PU fácil de limpiar y extraíble. El diseño seccional funciona para que el colchón y la superficie de la cama se ajusten bien en diferentes posiciones, como el respaldo y el ajuste de las rodillas
- * Impermeable
- * Resistente al fuego
- * Personalizable a medida

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 1925*900*100mm (tamaño personalizado aceptable)

MATERIAL DE SUPERFICIE

Funda de colchón flexible, impermeable, es fácil para quitar.



MATERIAL INTERNO

El colchón está hecho con espuma de poliuretano de alta densidad.



COLOR

Opciones: gris o azul oscuro.



TAMAÑO

El tamaño del colchón adapta a la cama. Puede elegir el grosor.

