

MC011

Colchón espuma para
cama hospitalaria

*Compatible MC8E,
MC8Y



Control de calidad importante

- * Impermeable
- * Resistente al fuego
- * Personalizable a medida

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 1925*900*140mm

Capa superior


Material	Espuma viscoelástica con memoria
Color	azul, verde, negro
Espesor	40mm
Densidad	42-45 kg/m ³
Características	Propiedades termoactivas únicas para proporcionar un buen soporte y un excelente alivio de presión.

Capa base firme

Material	Espuma de poliuretano
Color	Blanco cremoso
Espesor	100mm
Densidad	40kg/m ³
Características	Muy elástico, ignífugo y termoendurecible. El diseño seccional funciona para que el colchón y la superficie de la cama se ajusten bien en diferentes posiciones, como el respaldo y el ajuste de las rodillas

CAPA SUPERIOR

- a) Alta densidad: 42-45 kg / m³
- b) Propiedades termoactivas únicas para proporcionar un buen soporte y un excelente alivio de la presión.




CAPA BASE FIRME

- a) Alta densidad: 40 kg / m³
- b) Muy elástico y termoendurecible. El diseño seccional funciona para que el colchón y la superficie de la cama se adapten bien en diferentes posiciones, como el ajuste del respaldo y del reposacabezas.

FUNDA CON CREMALLERA

Respirable, impermeable, suave, resistente al viento, fuerte resistencia a la tracción y antiinfección. Diseño de cremallera larga, fácil de quitar y lavar.



TAMAÑO

Tamaño personalizado.

