

Código	Producto
MC2000	Mesa electrica de operaciones



Parámetros Técnicos

Longitud Externa	2100mm
Ancho Externo	480mm
Altura Mínima	680mm
Altura Máxima	930mm

Configuración Técnica

✓ Marco de la cama	1ud	✓ Soporte de brazo	2uds	✓ Bloque deslizante	10uds
✓ Colchón	1 set	✓ Soporte para piernas	2uds	✓ Llave	4uds
✓ Marco de pantalla de anestesia	1ud	✓ Soporte de pie	2uds		
✓ Soporte de hombro	2uds	✓ Controlador de mano	1ud		



MC2000

Mesa eléctrica de operaciones

