

MC2K

Cama hospitalaria manual 2 funciones

Control de calidad importante

- Serie Overcome
- 2 funciones manuales
- Entrega rápida
- USFDA, CE, ISO, SFDA



Parámetros técnicos

• Dimensiones Externas L*A*A	211*96*49 cm
• Plataforma de colchón	192.5*82 cm
• Carga de trabajo segura	200kg
• Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
• Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)



Parámetros técnicos

• Manivelas manuales	2 piezas
• Rueda cubierta de 5"	4 piezas
• Barandilla lateral plegable	1 juego
• Piecero ABS con bloqueo seguro	1 juego
• Soporte de Gotero	1 juego
• Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
• Accesorio para bolsa de orina	4 piezas

