


MCA048

Mesa de exploración ginecológica



MCA048

Mesa de exploración ginecológica



ESTRUCTURA

Estructura de gabinete de base, con un grosor de 0.8 mm que garantiza la estabilidad de la mesa. Capacidad de carga de más de 250 kg. Fácil de limpiar.



ALMOHADA

Almohada integrada, cómoda para el paciente.



SOPORTE EN RESPALDO

Diseño mecánico para el levantamiento del respaldo, con capacidad de soporte de peso máximo de 250 kg.



PIERNERAS

Sección de piernas retráctil auxiliar, ajustable a diferentes alturas del paciente. Puede retraerse hacia adentro.



BANQUETA RETRÁCTIL

Pedal auxiliar retráctil, ahorra espacio, se puede guardar en el interior cuando no se necesite.



RESPALDO

Diseño de elevación del respaldo a 75°.



CAJÓN

Tres cajones amplios, para el almacenamiento de diferentes herramientas para el examen médico.



LAVABO OCULTO

Lavabo oculto, cumple con las necesidades durante el examen. Puede retirarse cuando no sea necesario.



HERRAMIENTA PARA EL PAPEL

Herramienta para el papel, conveniente para el cambio de papel.



VARILLA DE LITOTOMÍA

Varilla de litotomía, ajustable en altura y diferentes ángulos.

Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1840*600*800mm
Ajuste del respaldo	0-75°(±10%)

Configuración técnica

Cajones	4 piezas
Peldaño	1 pieza
Reposapiés retráctil	1 pieza
Perneras para posición de Litotomía	1 juego
Bandeja de acero inoxidable	1 pieza
Portarollo	1 pieza

