

A100-4

Mesa quirúrgica eléctrica


Control de calidad importante

- * Placa de piernas con resorte de gas importado para un fácil control.
- * Ser adecuado tanto para rayos X como para uso con arco en C.
- * Pedal de freno, fácil de mover y bloquear.
- * Diseño de apariencia moderna
- * Batería si
- * Colchón con memoria de colchón
- * Accesorio PU por moldura
- * Material principal acero inoxidable 304
- * Capacidad de carga máxima 200 kg



Ajustable

- Ajuste de altura
- Ajuste para descanso de espalda
- Ajuste para descanso de piernas
- Ajuste del puente renal
- Trendelenburg inverso
- Trendelenburg
- Ajuste de inclinación lateral
- Ajuste en el apoyo de la cabeza



A100-4

Mesa quirúrgica eléctrica



CONTROL REMOTO

Todas las funciones son controladas mediante el controlador manual y pueden bloquearse.




PUENTE RENAL

Puente renal incorporado, más conveniente y con una apariencia agradable.




PLACA DE CABEZA

La placa de cabeza doble y desmontable, junto con la placa de piernas, satisface las necesidades de posición durante la operación y utiliza un sistema de asistencia con cilindro de Alemania.



C-ARM

Deslizamiento horizontal extra largo, disponible para operación con C-Arm.



ORIFICIO PARA LAVABO

La mesa tiene cinco secciones que incluyen cabeza, espalda, hombros, cadera y piernas. Todas las secciones son aplicables para uso de rayos X y debajo de cada sección hay una capa para colocar una cassette de rayos X.



SUMINISTRO DE ENERGÍA


Batería interna que mantiene el suministro de energía para 50-80 operaciones y con función de advertencia de batería baja.

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	2070*550*700-1000mm
Anti-Trendelenburg	0°-25°
Trendelenburg	0°-25°
Lateralización Izquierda/Derecha	0°-15°/0°-15°
Placa de cabeza arriba/abajo	0°-45°/0°-90°
Placa posterior arriba/abajo	0°-75°/0°-20°
Pierna arriba/abajo	0°-15°/0°-90°
Ajuste longitudinal	0-300mm
Posición de Operación Anorectal	0-120mm

Configuración técnica

Marco de la Mesa	1 pieza
Colchón	1 juego
Marco de Pantalla de Anestesia	1 pieza
Soporte de los hombros con amortiguación	2 piezas
Soporte de los brazos con amortiguación	2 piezas
Soporte de las piernas con amortiguación	2 piezas
Soporte de los pies con amortiguación	2 piezas
Soporte para la zona Lumbar	1 pieza



A100-4

Mesa quirúrgica eléctrica

