

A98-4

Cama de parto eléctrica



A98-4

Cama de parto eléctrica



MATERIAL

El asiento de la base y el sistema de ajuste de altura están hechos de acero con recubrimiento en polvo, de alto brillo, anticorrosión y fácil de limpiar. Diseño moderno, panel ignífugo insertado. Es fácil de limpiar y instalar. Peso neto es de 3.5kg.



SUPERFICIE DE LA CAMA

Superficie de la cama de acero plástico, fabricada con material virgen. La funda es desmontable y fácil de limpiar.



CABERA Y BARANDILLA

La cabecera y la barandilla lateral están fabricadas con material ABS virgen. La cabecera es móvil.



CONTROL MANUAL

Equipado con controlador de una mano.



MANIUBRO

La barra de mano se puede desmontar y mover.



ACCESORIOS

Equipado con cubeta de aguas residuales de acero inoxidable y otros accesorios diversos.



BARILLA DE LITOTOMÍA

El soporte para las piernas se puede desmontar y mover.



SECCIÓN DE PIES

La sección del pie se puede retraer, lo que es conveniente para cirugía ginecológica y de parto.



COLCHÓN

El colchón adopta una esponja viscoelástica de alta densidad y una vez formado. El colchón es móvil.



CASTOR

Rueda central controlada de 6 pulgadas para mover la mesa obstétrica. El neumático TPR, silencioso y resistente al desgaste, se puede lavar y esterilizar a altas temperaturas, guarda la carcasa dura anti-bobinado y se forma unida sin pernos.

A98-4

Cama de parto eléctrica



¿Qué Incluye?

Agarre de mano	1 par
Soporte para piernas	1 par
Tira de pierna	1 par
Mando a distancia manual	1 PC
Bacinete de acero inoxidable	1 PC
Porta Sueros	1 PC
Motor Lineal	3 PC
Ruedas laterales dobles de 5", bloqueo central	4 PC
Pedal de bloqueo central	2 PC
Riel lateral ABS con indicador de ángulo	1 SET
Cabecero de ABS con Safe Lock	1 PC
Línea Eléctrica	1 PC



Parámetros Técnicos

Tamaño externo (Largo x Ancho)	1920x920mm
Altura	650-900 mm
Ajuste del respaldo	0-65°
Trendelenburg inverso	0-3°



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad

Ajustable

- Ajuste de altura
- Ajuste de espalda
- Ajuste de piernas
- Ajuste de Trendelenburg



A98-4

Cama de parto eléctrica

