

SKB037(A)

Carro camilla para pacientes



SKB037(A)

Carro camilla para pacientes



SUPERFICIE DE LA CAMA

Se puede separar en dos partes, camilla y carro.



MARCO DE CAMA

La base de la cama es de acero inoxidable, cuyo superficie pulido espejo. Utilizar el tubo redondo con un diámetro de 25mm.



RUEDA

Ruedas recubiertas de 5", rueda de freno universal de protección avanzada. Es facil de mover y operar.



PORTA SUERO

Porta suero de acero inoxidable. Capacidad de carga de 15kg.



PORTA-OXÍGENO

Porta-oxígeno de acero inoxidable.



Bandeja para guardar los artículos diversos

Control de calidad importante

- * Separado en dos partes: camilla y carro
- * Marco de acero inoxidable
- * Colchón: Madera de 9 mm de grosor, espuma de 40 mm de grosor y funda de PU
- * Camillas de hospital
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 1960*600*810mm

Configuración técnica

| | |
|--|----------|
| Ruedas cubiertas de 5" con freno | 4 piezas |
| Barandilla lateral de acero inoxidable | 1 juego |
| Soporte de gotero | 1 juego |
| Cesta de residuos | 1 pieza |

