

SKB037(B)

Carro camilla para pacientes



SKB037(B)

Carro camilla para pacientes



CUERO

Retardante de llama, resistencia al amarillo, resistencia al moho, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste 100.000 veces.



ESPONJA

Espuma a prueba de llama, cuyo espesor es de 4cm y densidad es de 30 kg/m³.



ACERO | SOLDADURA

Baosteel® de Fortune Global 500. Soldadura robótica automatizada, 360° sin soldadura de ángulo muerto.



MARCO PRINCIPAL | CAPACIDAD DE CARGA

La base de la cama es de acero inoxidable, cuyo superficie con pulido espejo. Capacidad de carga=200kg.



BARANDILLA

La barandilla lateral es plegable.




RUEDA

Ruedas silenciosas de 5", rueda de freno universal de protección avanzada. Es fácil de mover y operar.



PORTA SUERO

El tubo exterior de la porta suero es de $\Phi 19 \times 1$, el interior es de $\Phi 16 \times 1$, alcance telescópico 750mm. Capacidad de carga: 15KG.



Canasta de escombros
Estante de la botella de oxígeno

Control de calidad importante

- * Marco de acero inoxidable
- * Colchón: madera de 9 mm de grosor, espuma de alta densidad ignífuga de 40 mm de grosor con cubierta de PU
- * El respaldo se puede ajustar mediante un sistema mecánico
- * 1 función manual
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1960*600*770mm
Ajuste del respaldo	0-75°

Configuración técnica

Ruedas de 5" con freno	4 piezas
Carril lateral de acero inoxidable	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Cesta de residuos	1 pieza



SKB037(B)

Carro camilla para pacientes



medicabos
INSUMOS MEDICOS