

SKB037(C)

Carro camilla para pacientes



SKB037(C)

Carro camilla para pacientes



MARCO DE CAMA

La base de la cama es de acero inoxidable, cuyo superficie pulido espejo.



PLATAFORMA

El plataforma es de baquelita para rayos x.



MANIVELA MANUAL

Manivela colgante, soporta hasta 100000 veces de usos y se puede plegar debajo de la cama cuando no está en uso.



TIRA DE PARACHOQUES

La tira del parachoques agrega remaches adicionales de 6 piezas en cada lado para asegurarse de la solidez.



BARANDILLA

Barandilla de aleaciones de aluminio con cerradura segura.



RUEDA

Ruedas de 5" con material de TPR, material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos. Pruebas superadas: 30km con 120kg de carga y superación de obstáculos 500 veces.



PORTA SUERO

El tubo exterior de la porta suero es de $\Phi 19 \times 1$, el interior es de $\Phi 16 \times 1$, alcance telescópico 750mm. Capacidad de carga: 15KG.



BANDEJA

Bandeja para guardar los artículos diversos.



PORTA- OXIGENO

Control de calidad importante

- * Colchón: espuma de alta densidad de 60 mm de espesor con cubierta de PU
- * 3 funciones manuales
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1960*700*620-860mm
Ajuste de respaldo	0-75°
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°
Ajuste de altura	620-860mm

Configuración técnica

Quinto barandilla lateral de aleación de aluminio plegable	1 juego
Ruedas cubiertas de 5" con freno	4 piezas
Soporte de gotero	1 juego
Manivela	3 piezas
Cesta de residuos	1 pieza
Soporte de botella de oxígeno	1 pieza



SKB037(C)

Carro camilla para pacientes



medicabos
INSUMOS MEDICOS