

SKB041

Camilla de Transferencia

SKK-A



Parámetros Técnicos

Longitud	2100mm
Ancho Externo	850mm
Altura Mínima	630mm
Altura Máxima	930mm

Configuración Técnica

✓ Sistema de manivela	2uds	✓ Sujeción de soporte de gotero	2uds
✓ Respaldo con pistón de gas	1ud	✓ Soporte de gotero	1set
✓ Barandilla lateral de ABS	1set	✓ Pedal de bloqueo central	4uds
✓ Ruedas direccionales	2uds	✓ Pedal de liberación de la rueda direccional	4uds
✓ Ruedas de 6" con cierre centralizado	8uds		