

MCB1A01

Camilla plegable 2 funciones manuales

Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE



Parámetros técnicos

Tamaño Camilla Extendida L*A*A	2100*500*100mm
Tamaño Camilla Plegable L*A*A	580*220*210mm
Peso	6kg
Capacidad de Carga	159kg

DISEÑO

Diseño científico, ergonomía, estructura simple, operación simple, confiable y segura. Ampliamente se utiliza para personas mayores, seguridad escolar y evacuación de emergencia en hospitales, hoteles y etc.



CUERO

Hecho de cuero oxford de alta resistencia, ignífugo, resistente al amarilleo, resistente al moho, tortuoso, resistente al desgaste 100.000 veces.



MATERIAL

Hecho de aleaciones de aluminio, plegable y ligero, es fácil de llevarse.



FUNCIÓN

Camilla plegable, 4 pliegues, fácil de transportar y guardar.

