

| Código  | Producto                                     |
|---------|----------------------------------------------|
| MCB1C10 | Silla eléctrica para evacuación de pacientes |

**DISEÑO**  
Un diseño científico corresponde a la ergonomía .Una estructura simple con alta seguridad. Se aplica a los ancianos, la seguridad escolar, los evacuaciones de los hospitales y los hoteles.





**RUEDAS**  
4 ruedas de goma resistentes al desgaste, la silla se puede utilizar como silla de ruedas.



**PLEGABLE**  
Plegable y ligero, es facil de llevarse.

**FUNCIÓN MECÁNICA**  
Se puede subir a la escalera sin problemas.  
Se puede moverse por el suelo como sillade ruedas.  
Pista con agarre fuerte, la cual puede prevenir el colapso y deslíz.



**SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO**  
El circuito está dentro de la tubería, impermeable, silencioso durante el funcionamiento.Sigue la norma de seguridad EN 60601.  
Con luz nocturna LED, pantalla LCD de potencia.





**PINTURA**  
11 proceso de pintura epoxi, prueba ASTM anti-choque, 0.12mm de espesor de pintura, 60 ° de brillo, la pintura puede resistir a 50 kg de impacto.

Control de calidad importante

- \* La silla de escalera eléctrica se usa ampliamente en el hogar para personas mayores, seguridad escolar, hospitales, hoteles, etc. para evacuación de emergencia
- \* Fabricado en aleación de aluminio, plegable, compacto y ligero
- \* 24V, motor sin escobillas de 200W, con tapa, sistema de alimentación con protección de arranque suave
- \* Luz LED nocturna, pantalla LCD de potencia
- \* 4 ruedas de goma resistentes al desgaste
- \* Pista de agarre fuerte, evite el deslizamiento o la caída cuando se detenga en las escaleras
- \* El circuito está dentro de la tubería, es resistente al agua y silencioso durante la operación
- \* Tipo de chaleco, correas de hebilla metálica, para garantizar la seguridad durante el transporte
- \* USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tamaño abierto L*A*A    | 1080*520*1030mm |
| Tamaño plegable L*A*A   | 1080*520*270mm  |
| Carga de trabajo segura | 200Kg           |

Configuración técnica

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Cinturón de chaleco | 1 juego  |
| Casters             | 4 piezas |
| Motor               | 1 juego  |
| Juego de llaves     | 1 juego  |
| Cojín esponjoso     | 1 juego  |
| Batería de litio    | 1 pieza  |



MCB1C10

Silla eléctrica para evacuación de pacientes