

MCB2A11

Tabla de Inmovilización
espinal



Control de calidad importante

- * Los agujeros en el borde se usan para agarrar
- * Es una camilla diseñada de alta resistencia, con dos listones de bambú en el interior
- * Posición del cabezal para fijar el inmovilizador heas
- * La camilla adopta material de PE sin contaminante de descarga y duradero, permite rayos X
- * La camilla con cinturones de seguridad
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A

1840*460*50mm

