

SKB2B01

Camilla plegable


Control de calidad importante

- * 2 funciones manuales
- * USFDA, CE

Parámetros técnicos




Tamaño Camilla Extendida L*A*A	2200*420*70mm
Tamaño Camilla Plegable L*A*A	1660*420*70mm
Peso	8.5kg
Capacidad de Carga	159kg



DISEÑO

Es una camilla de emergencia de tipo separable para transferir los pacientes fracturados y graves, que podría fijar a los pacientes en el lugar original para reducir el daño adicional.




MATERIAL

Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia.



DISEÑO

Equipado con una bisagra de embrague en el medio de ambos extremos, que puede separar la camilla en dos partes.



LONGITUD

La longitud de la camilla se puede ajustar de acuerdo con el cuerpo del paciente.

