

SKB2C01

Camilla para helicóptero



medicabos
INSUMOS MEDICOS

SKB2C01

Camilla para helicóptero



MATERIAL

Fabricada de material ABS no tóxico y libre de contaminantes, que es ligero, resistente a la presión, fácil de limpiar, resistente al fuego, resistente al desgaste y resistente a la corrosión.



DISEÑO

La estructura de la camilla se centra en la universalidad, flexibilidad y singularidad de los primeros auxilios, como el rescate en montañas escarpadas, aire o mar. El marco es fuerte y duradero, permite al operador tomar medidas de emergencia de manera segura y rápida.



MANIJA

Estructura fabricada de tubo de aleación de aluminio reforzado, con numerosas manijas suavemente curvadas, lo cual es conveniente para que varias personas levanten durante su uso. Se colocan sujetadores metálicos en ambos lados de la camilla, los cuales pueden utilizarse junto con sujetadores de nylon.



FUNCIÓN

El gancho de suspensión se puede conectar con el gancho en la aeronave. Especialmente diseñado para rescates en campo.



FIJADOR DE PIE

La camilla está equipada con un fijador de pie ajustable, que se puede ajustar según la altura de la persona herida.



CINTURÓN DE FIJACIÓN

Equipada con tres cinturones de vendajes para mantener seguro al paciente.

Control de calidad importante

- * Con dos cinturones de nylon negro
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño completo L*A*A	2210*630*170mm
Carga de trabajo segura	272kg

