

MCB41-3

Carro Camilla de
transporte de pacientes
5 funciones

**Entrega
Inmediata**



Parámetros Técnicos

Longitud	2100mm
Ancho Externo	850mm
Altura Mínima	630mm
Altura Máxima	930mm

Configuración Técnica

✓ Bomba hidráulica	2uds	✓ Parachoques de 74 mm de diámetro	4uds
✓ Sistema de manivela	1set	✓ Sujeción de soporte de gotero	4uds
✓ Respaldo con pistón de gas	2uds	✓ Colchón	1ud
✓ Ruedas de 8", con bloqueo central	4uds	✓ Porta suero	1set
✓ Empujador de emergencia	1set	✓ Pedal de bloqueo central	2sets
✓ Sistema de quinta rueda	1ud	✓ Pedal de liberación de la rueda direccional	2uds
✓ Barandilla lateral plegable	1set	✓ Plataforma translúcida de rayos X	1set

MCB41-3

Carro Camilla de
transporte de
pacientes 5 funciones

Parámetros técnicos

Respaldo de rayos X

• Tamaño externo (LxW)	212x84 cm
• Altura desde el suelo hasta la plataforma de la cama.	55-86 cm
• Altura desde el suelo hasta la barandilla bajada	59-90 cm

Plataforma de rayos X

• Tamaño externo (LxW)	212x84 cm
• Altura desde el suelo hasta la plataforma de la cama.	60-91 cm
• Altura desde el suelo hasta la barandilla bajada	64-95 cm
• Ajuste de la placa trasera	0-85° ($\pm 5^\circ$)
• Ajuste del apoyo para las rodillas	0-30° ($\pm 5^\circ$)
• Trendelenburg inverso	0-15°
• Trendelenburg	0-15°

Configuración técnica

• Bomba hidráulica de EE. UU.	2 piezas
• Sistema de manivela	1 juego
• Muelle neumático del respaldo	2 piezas
• Ruedas alemanas de 8", cierre centralizado.	4 piezas
• Empuñadura de emergencia	1 juego
• rueda direccional	1 PC
• Barandilla lateral plegable	1 juego
• Rueda de parachoques de pared de $\Phi 74$ mm	4 piezas
• IV pole provisiones	4 piezas
• Colchón	1 PC
• portasueros	1 juego
• Pedal de freno de bloqueo central	2 juegos
• Pedal de liberación de rueda direccional	2 piezas
• Plataforma de cama translúcida para rayos X	1 juego



Acero | Soldadura

Baosteel de Fortune Global 500.
Soldadura robótica automatizada,
360° sin soldadura de ángulo muerto.



Plástico

Esterilizable a 100°C, con resistencia
extensible hasta 30 MPa.



Acero | Pintura

11 procesos de pintura epoxi, prueba
ASTM anti-choque, 0.12mm de
espesor de pintura, 60° de brillo,
la pintura puede resistir a 50 kg de
impacto.



Frenos

El resorte de freno mantienen su buen
funcionamiento tras 10.000 veces de
uso.



Bomba hidráulica

Una bomba hidráulica de Estados
Unidos, provee una fuerza a ajustar
la altura, trendelenburg reverso y
trendelenburg.



Rueda direccional

Quinta rueda para controlar la
dirección de movimiento.



Ajuste de altura de la cama

Bomba hidráulica controlar el ajuste
de altura.



Descendente

① La sección de la pierna desciende hacia
abajo para que la cabeza suba.
② La sección de la espalda desciende para
aumentar la sección de las piernas.
③ Pise el medio del pedal, haga que la base
de la cama caiga de manera constante.



Ruedas

Cuatro ruedas de doble cara de 8
pulgadas, que se pueden bloquear
simultáneamente con el pedal
en ambos lados. Ruedas de TPR,
material de alta durabilidad. Carcasa
antivuelco con unión sin tornillos.



Colchón para camilla de transferencia

Colchón de PU para transferir el
paciente más fácilmente.



Barandillas lateral

Barandilla de aleaciones de aluminio
plegable para proteger el paciente.



Ruedas parachoques

Ruedas parachoques de pared
desmontables. Protección total
de la cama y el paciente durante
el transporte. Sistema propio
patentado.



Gancho de drenaje

Gancho de drenaje, cortado por láser,
colgado en ambos lados de la cama.



Porta suero

Porta suero de acero inoxidable.
Capacidad de carga de 15kg.



MCB41-3

Carro Camilla de
transporte de
pacientes 5 funciones

Parámetros técnicos

Respaldo de rayos X

• Tamaño externo (LxW)	212x84 cm
• Altura desde el suelo hasta la plataforma de la cama.	55-86 cm
• Altura desde el suelo hasta la barandilla bajada	59-90 cm

Plataforma de rayos X

• Tamaño externo (LxW)	212x84 cm
• Altura desde el suelo hasta la plataforma de la cama.	60-91 cm
• Altura desde el suelo hasta la barandilla bajada	64-95 cm
• Ajuste de la placa trasera	0-85° ($\pm 5^\circ$)
• Ajuste del apoyo para las rodillas	0-30° ($\pm 5^\circ$)
• Trendelenburg inverso	0-15°
• Trendelenburg	0-15°

Configuración técnica

• Bomba hidráulica de EE. UU.	2 piezas
• Sistema de manivela	1 juego
• Muelle neumático del respaldo	2 piezas
• Ruedas alemanas de 8", cierre centralizado.	4 piezas
• Empuñadura de emergencia	1 juego
• rueda direccional	1 PC
• Barandilla lateral plegable	1 juego
• Rueda de parachoques de pared de $\Phi 74$ mm	4 piezas
• IV pole provisiones	4 piezas
• Colchón	1 PC
• portasueros	1 juego
• Pedal de freno de bloqueo central	2 juegos
• Pedal de liberación de rueda direccional	2 piezas
• Plataforma de cama translúcida para rayos X	1 juego

