

## CR0q5s SKP001

### Cama infantil plana

#### PLATAFORMA

Plataforma estampada de superficie extra lisa sin marca de soldadura, con capacidad de carga de trabajo de 250kg. Opciones: plataforma de ABS o plataforma translúcida de resina para rayos x.



#### EXTREMOS DE CAMA

Estructura de acero con recubrimiento en polvo, placa ignífuga de material MDF. El tamaño del reposapiés de la cabeza se puede personalizar. Con fotografía de cartón.



#### BARANDILLA

Cabecera y piecero de cama con barandilla lateral de longitud completa. Barras verticales de acero pintado en polvo, 0 sacudidas, barandilla lateral arriba y abajo ajustable.



#### RUEDAS

Ruedas de con material de TPR, material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos. Pruebas superadas: 30km con 120kg de carga y superación de obstáculos 500 veces.



#### PORTA SUERO

Porta suero de acero inoxidable completo. Capacidad de carga de 15kg.



#### GANCHO DE DRENAJE

Gancho de drenaje de plástico, móvil.



#### Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1600*740*500-1040mm
Altura del Lecho	500mm
Superficie del Colchón	1580*660mm

#### Configuración técnica

Ruedas de 5" recubiertas	4 piezas
Barandilla lateral de longitud completa	1 juego
Terminaciones de la cama integradas	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Accesorio para bolsa de orina	2 piezas