

SKE180

Silla de ruedas eléctrica



Control de calidad importante

- * Rueda delantera: 8 pulgadas, rueda trasera: 12 pulgadas, neumático macizo
- * Fuerza de subida: ≤ 13 grados
- * Batería: 24V12AH * 2
- * Potencia del motor: 24VDC250W * 2
- * USFDA

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A	1150*650*950mm
Carga de trabajo seguro	100kg
Kilometraje	20km (dependiendo de las condiciones del camino y el peso)
Velocidad	0-6km (cinco marchas ajustables)

Configuración técnica

Control manual	1 pieza
Castors	4 piezas
Motor	2 piezas
Colchón	1 juego
Batería	1 pieza



DISEÑO

Un diseño científico, ergonomía, brindando una experiencia confortable. Tipo plegable para facilitar el transporte.



BATERÍA DE LITIO

Batería de litio de alto rendimiento, desmontable, segura y confiable, alcance hasta 20 kilómetros.

SKE180

Silla de ruedas eléctrica

PANAL DE CONTROL

Panal de control extraíble, con ajuste de cinco velocidades, botón de bocina y pantalla de luz LED.

La palanca de mando controla la dirección y es fácil de operar.



PEDAL

Pedal de plástico de alta calidad, extraíble y plegable.



RUEDA

Ruedas universales de goma maciza de alta calidad y confiables. Hay ruedas de diferentes tamaños disponibles para satisfacer los requisitos de diferentes pacientes.



FRENO

El freno controlado por la mano, es fácil de operar, muy segura y confiable.



EMBRAGUE

Cada motor tiene un embrague. La silla de ruedas se puede ser eléctrica o manual mediante controlar el embrague.

