

MCE603

Silla para ducha



DISEÑO

El diseño general es conciso, con un respaldo ergonómico que se ajusta a la columna vertebral, asegurando un soporte cómodo y evitando el cansancio después de estar sentado durante mucho tiempo.



ARMAZÓN DE LA SILLA

Estructura de aleación de aluminio de alta resistencia engrosada, grosor de la pared del tubo de 1.3 mm, resistente a la oxidación y antioxidante, liviana, estable y con una capacidad de carga segura de 150 kg.



BARANDILLA

Ajuste de altura en 5 niveles, con un rango de ajuste de la altura del asiento entre 39-49 cm. Presione el rodamiento de bolas y gire al orificio adecuado para ajustar. Adecuado para diferentes grupos de usuarios.



PANEL DEL ASIENTO

Panel de asiento y respaldo antideslizante moldeado por soplado en PE, con textura antideslizante. Es estéticamente agradable y cómodo, con alta resiliencia. Diseñado con orificios de drenaje para mantenerlo seco y evitar la acumulación de agua.



ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE

Añade almohadillas de goma antideslizantes para resistencia al deslizamiento, resistencia al desgaste, protección del piso y reducción de ruido.



Parámetros Técnicos

Tamaño total (L x A x H)	460×495×735-835 mm
Altura del asiento	390-490 mm
Peso	2.85 kg
Altura del respaldo	400 mm
Profundidad del asiento	290 mm
Ancho del asiento	495 mm
Capacidad de carga	150 kg

