

SKE697

Silla de ruedas acolchonada de lujo

Diseño

Diseño amplio del asiento, más adecuado para personas con obesidad, proporciona una sensación de comodidad.



Estructura de la silla de ruedas

Formada por tubos de acero soldados. Apoyabrazos y soportes para los pies desmontables, estructura plegable, buen rendimiento de seguridad, tratamiento superficial del marco mediante pulverización. Capacidad de carga de hasta 125 kg



Rueda delantera

Ruedas de 200 mm (8 pulgadas) de diámetro con cubos de plástico y neumáticos sólidos de alta calidad.



Rueda trasera

Diámetro de la rueda trasera de 620 mm (24 pulgadas), rueda inflable de plástico. Rueda trasera con manivela manual (utilizada cuando la manivela manual impulsa directamente la rueda).



Sistema de frenos

Con freno de acero, seguro y confiable; Buen rendimiento de frenado, estacionamiento más estable.



Cojín del asiento

La tela está cubierta con tela de nylon Oxford, con una capa intermedia de lona de más de 300d. El borde de la costura es firme y ordenado, sin arrugas, saltos, daños y otros defectos. Cojín doble, antibacteriano.



Apoyabrazos

Utiliza un pasamanos móvil que se levanta hacia arriba, facilitando la subida y bajada de la silla de ruedas.



Technical parameters

Tamaño del asiento	1100×720×930 mm
Tamaño del paquete	830×330×930 mm
Altura del respaldo	420 mm
Ancho del asiento	560 mm
Carga máxima	125 kg
Peso neto	20.5 kg



Soporte para los pies

Soporte desmontable, pedal para los pies ajustable en altura.

Diseño plegable

El plegado fácil ahorra espacio. Las sillas de ruedas son ligeras y pequeñas cuando están plegadas, se adaptan fácilmente al maletero para un transporte y almacenamiento sencillos.



Bolsa de almacenamiento

Con un diseño considerado, la bolsa de almacenamiento te permite guardar tus pertenencias personales de manera conveniente.