

MCE941

Silla de acompañante premium



## MCE941

### Silla de acompañante premium



#### DISEÑO

Reclinable manual con cuatro secciones (espalda, cadera, pierna, pie), diseño ergonómico, ideal para diálisis, recolección de sangre, cuidado respiratorio y cardíaco, y se adapta a las necesidades del paciente.



#### FUNCIÓN MECÁNICA

Ajuste neumático del respaldo, tres modos: sentado, semi-acostado, acostado; el reposapiés está completamente oculto cuando la silla está en modo sentado, para evitar golpes y caídas.



#### MATERIAL DE LA SUPERFICIE

Usando espuma de forma moldeada, el grosor es de hasta 130 mm, cubierta de cuero PU de 1.2 mm, retardante de fuego, acabado hecho a mano; marco de acero resistente para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Color opcional: rojo/verde/azul.



#### APOYABRAZOS

Apoyabrazos ensanchados ergonómicamente, con un ancho de 115 mm, proporcionando un entorno seguro y cómodo para el paciente; cubierta de cuero PU, que es cómoda y suave.



#### RUEDAS

Rueda de 5 pulgadas con freno, fácil de manejar, la capacidad de carga es de hasta 113 kg.



#### BANDEJA

La bandeja adopta la instalación deslizante, y tiene bordes elevados antideslizantes para evitar que las tazas y vajillas se deslicen; bandejas en ambos lados, mayor capacidad de artículos para colocar, más fácil de recoger y colocar artículos.



#### APOYABRAZOS

Con apoyabrazos en ambos lados para facilitar la extensión natural de los brazos.



#### Parámetros Técnicos

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tamaño externo          | 1100×770×1280mm |
| Tamaño del asiento      | 540×460×560mm   |
| Tamaño de la bandeja    | 480×255mm       |
| Ajuste del respaldo     | 37°-61°         |
| Ajuste del reposapiés   | 13°-36°         |
| Carga de trabajo segura | 113kg           |



#### Garantía

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1 año de garantía        | Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra. |
| Soporte Técnico Gratuito | Incluido  |
| Reemplazo de piezas      | Consulta disponibilidad   |

MCE941

Silla de acompañante premium

