

SKH006

Carro de curación con cubeta y palangana de acero inoxidable



SKH006

Carro de curación con cubeta y palangana de acero inoxidable



DISEÑO

La estructura es compacta y práctica; el uso de acero inoxidable grueso de alta calidad, seguro y no tóxico, fácil de limpiar, superficie lisa, no se corroe fácilmente y tiene una larga vida útil.



PARTE SUPERIOR DE LA MESA

Reduce el impacto de la colisión, seguro y furtivo.



RUEDA

Rueda de poste abultada de 3", dos con frenos, fácil de instalar, estable y suave.



MATERIAL

El marco completo está hecho de acero inoxidable de alta calidad con pulido superficial de espejo.



MANIJA

Manija curva, fácil de usar al mover el carrito.



TAZÓN

El producto adopta un diseño de tazón de suciedad, la suciedad se puede poner en el tazón, es conveniente desmontar y ensamblar, y el tazón se puede sacar directamente.



CUBETA

Gancho de drenaje, cortado por láser, colgado en ambos lados de la cama.

Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable
- * os estantes S.S., con un cajón (H100*A280*D350mm)
- * Empuje la manija a ambos lados
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados en cada capa
- * Hecho de marco de tubo redondo (Φ25*1.2mm, Φ13*1mm)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm

