

SKH006-1

Carro de acero inoxidable

Control de calidad importante

- * Cuerpo completo de acero inoxidable.
- * Dos estantes S.S., con dos cajones con asa. (H100 * A280 * D350mm * 2).
- * Empuje la manija a ambos lados.
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos.
- * Barandas en tres lados en cada capa.
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25 * 1.2\text{mm}$, $\Phi 13 * 1\text{mm}$)
- * 2.5 cm de bloqueo*2 para carro

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm

Configuración técnica

cajón de 14"

1 par

MATERIAL

Stainless steel frame with mirror surface polishing, baosteel from Fortune Global 500.



DIMENSION

Size: 670×450×900mm, the body is light and easy to move.

SIDE RAIL

Railings on three side at every layer, prevent the falling of items during implementation.



SKH006-1

Carro de acero inoxidable



HANDLE

Pushing handle, easy to move the trolley.

DRAWER

Two drawers with handle for easy storage.



CASTOR

3" Bulging pole wheel, two with brakes, easy to install, stable and smooth.

