

SKH006

Carro de curación



MATERIAL

Todo el marco está fabricado con acero inoxidable de alta calidad con pulido de superficie tipo espejo.



BARANDAL

Barandal que evita la caída de objetos durante su uso.



MANIJA

Facilita el uso y traslado del carro.



RUEDA

La llanta de TPR no se desgasta después de recorrer 30 km, ahorra una cubierta dura contra enredos, formación unida sin tornillos. Pasa la prueba dinámica: soporta 120 kg corriendo 30 km y supera obstáculos 500 veces.

Control de calidad importante

- * Cuerpo de acero inoxidable completo
- * Dos estantes S.S.
- * Empuje la manija a ambos lados
- * Ruedas de 3" cubiertas-Dos con frenos
- * Barandas en tres lados
- * Hecho de marco de tubo redondo ($\Phi 25 * 1.2\text{mm}$, $\Phi 13 * 1\text{mm}$)

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

670*450*900mm

