

MC-66a

Bastón plegable portatil



medicabos
INSUMOS MEDICOS

MC-66a

Bastón plegable portátil



MANGO DE MATERIAL ABS

Cómodo al tacto.



PLEGABLE

Reducir el espacio y facilitar el almacenamiento.



CUERPO DE TUBO DE ALUMINIO

Portador de carga, estable y duradero.



PIE DE GOMA

Girar y sacar, fácil de reemplazar. Antideslizante para mayor seguridad a la marcha.



ALTURA AJUSTABLE

Rango de 74 a 96 cm para adaptarse a diferentes usuarios.



¿Qué Incluye?

Bastón plegable portátil	Completo
--------------------------	----------



Parámetros Técnicos

Peso neto	390 g
Material	Aluminio 7075



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad