

MCH037-1-W

Mesa de mayo acero inoxidable

Nuestra Mesa Mayo de acero inoxidable ofrece la combinación perfecta de resistencia y practicidad, ideal para entornos médicos y quirúrgicos. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, esta mesa garantiza durabilidad y un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones.

Especificaciones Técnicas:

Dimensiones: 35 x 50 x 82 - 120 cm

Material: Acero inoxidable

Bandeja Incluida: 50 x 35 cm

Ruedas con Freno: Proporcionan movilidad y estabilidad, permitiendo un fácil desplazamiento y fijación en el lugar deseado.

ALTA RESISTENCIA: Fabricada con acero inoxidable, esta mesa es altamente resistente a la corrosión, asegurando una larga vida útil.

DISEÑO ERGONÓMICO: diseño práctico y ergonómico facilita el acceso y la organización de instrumentos médicos, mejorando la eficiencia en el trabajo.

FÁCIL DE LIMPIAR La superficie de acero inoxidable es fácil de limpiar y mantener, cumpliendo con los estándares de higiene necesarios en entornos médicos.

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD: Equipada con ruedas con freno, esta mesa ofrece una movilidad excepcional y puede ser fijada de manera segura cuando sea necesario.

Ideal para hospitales, clínicas y consultorios médicos, esta Mesa Mayo es una herramienta esencial para procedimientos médicos y quirúrgicos, garantizando un soporte confiable y práctico para el personal de salud.

CHAROLA DE ACERO INOX

Dimensiones (An x L x Fon): 35 x 50 x 4.8 CM

