

Diseño

Diseño sofisticado, fácil de instalar, estable y duradero.



Material

Acero inoxidable de alta calidad, mejor anticorrosión y no se oxida fácilmente.



Bandeja Espesor de la bandeja de acero inoxidable: 0,8 mm, tamaño: 600*400*20 mm, bordes elevados alrededor de la bandeja para evitar la caída de artículos .



columna

Diámetro de la columna de acero inoxidable: Ø60mm, espesor: 1,2mm. La altura se puede ajustar hidráulica y manualmente mediante pedal, rango de altura ajustable: 800-1100 mm. Dos modos de elevación opcionales, fáciles y prácticos.




Base

Diámetro de la base de acero inoxidable: Ø25 mm, espesor: 1,2 mm, diseño en forma de U para una excelente estabilidad.



Pedal

El diseño antideslizante y de superficie amplia garantiza una pisada cómoda y segura.



Castor

4 ruedas antiestáticas con función de freno.



MCH038-6

Mesa de mayo de acero inoxidable, ajuste de altura hidráulico.

- Dimensión total 600×400×800-1100 mm
- Tamaño de la bandeja 600×400×20mm
- Carga segura ≥5kg
- Peso del producto 9kg

