

MCH042

Mesa puente color
madera



APLICACIÓN

Mesa de comedor móvil, mesa de noche de enfermería, se puede utilizar con varias camas de hospital.



ESTRUCTURA DE ENCIMERA

Tablero de MDF en la parte superior con cubiertas laterales de PVC.



AJUSTE DE ALTURA

El sistema de resorte de gas ayuda la cubierta de la mesa a moverse hacia arriba y abajo.



MARCO INFERIOR

El marco inferior está rociado con acero al carbono y el centro de gravedad es estable.



RUEDAS

4 ruedas hechas de goma y que pueden girar, cómodas, resistentes al desgaste, deslizantes silenciosas.



Control de calidad importante

- * Mesa de cama
- * Opciones de color para combinar con las camas

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A 800x410x730-1130mm

Configuración técnica

Pistón de aire para ajuste de altura	1 pieza
Tablero MDF	1 pieza

