


## APLICACIÓN

Mesa de comedor móvil, mesita de noche de enfermería, se puede utilizar con varias camas de hospital.



MCH046-2

Mesa puente de cama



## ESTRUCTURA DE ENCIMERA

Tablero de mesa de material ABS, fácil de limpiar, resistente a la limpieza química. Con porta vaso y borde elevados para evitar la caída. Diseño de esquina redonda, anticollisión y duradero.

## AJUSTE DE ALTURA

El sistema de resorte de gas ayuda a la cubierta de la mesa a moverse hacia arriba y abajo.



## MARCO INFERIOR

El marco inferior está rociado con acero al carbono y el centro de gravedad es estable.

## RUEDAS

4 ruedas de goma que pueden girar, fáciles de instalar, más estables y firmes.



## Control de calidad importante

- \* Tablero de ABS
- \* Mesa de cama
- \* Opciones de color para combinar con las camas

## Parámetros técnicos

Tamaño L\*A\*A 890\*400\*765-1050mm

## Configuración técnica

Pistón de aire para ajuste de altura	1 pieza
Ruedas de 2"	4 piezas