

MCK2K

Cama manual 2 funciones



MCK2K

Cama manual 2 funciones



DISEÑO

El diseño general es simple, práctico y ligero. El cabezal y el pie de la cama tienen un diseño elegante, con esquinas huecas y protectoras integradas y ruedas de protección en forma de barril, lo que les da una apariencia distintiva.



EXTREMOS DE CAMA

La cabecera y el pie de la cama están equipados con protectores huecos de esquina integrados, diseñados con ruedas anti-choque en forma de barril para reducir el espacio ocupado por la cama y brindar protección. Las ruedas anti-choque tienen un diámetro de 60mm y la cabecera y el pie de la cama son fáciles de desmontar y limpiar.



MANIVELAS

Dos manivelas extensibles que controlan el respaldo y el reposapiés, con capacidad de uso de 100,000 veces sin deterioro.



BARANDILLA

Barandilla plegable de aleación de aluminio de seis niveles, postes verticales de acero inoxidable y asas de plástico.



RUEDAS

Material TPR, sin desgaste después de caminar 30 km. Carcasa anti enredos diseñada con precisión, sin tornillos. Soporta una carga de 120kg, camina 20 km y sufre 500 impactos de obstáculos sin deformaciones ni daños.



ACERO I SOLDADURA

Baosteel de Fortune Global 500. La soldadura robótica de panasonic garantiza una soldadura 360 grados completamente suave.



PLÁSTICO I PINTURA

Plástico biodegradable puede ser esterilizado en 100 grados centígrados, tensile hasta 300MPa. 11 procesos de pintura epoxi, ASTM pruebas antimaterial, espesor de la pintura 0,12mm, brillo 60 grados, la pintura puede resistir un impago de 50kg.



PLATAFORMA

Superficie de punzonado de la máquina de perforación de moldes, superficie de soldadura de robots sin marcas de soldadura y capacidad de carga de 200kg.



GANCHO DE DRENAJE

Gancho de drenaje de inyección, en ambos lados de la cama.



SOPORTE DE COLCHÓN

El soporte de plástico de doble propósito evita el roce entre el somier y el marco de la cama, lo que a su vez evita rasguños en la superficie. Además, sujeta el colchón para evitar deslizamientos.



PORTA SUERO

Varilla de transfusión de acero inoxidable, equipada con cuatro ganchos de plástico con capacidad de carga de 15kg.

MCK2K

Cama manual 2 funciones



¿Qué Incluye?

Manivelas	2uds
Ruedas de 5" cubiertas	4uds
Barandilla plegable	1set
Cabecera y piecero de ABS con bloqueo seguro	1set
Porta suero	1set
Sujeción de porta suero	4uds
Gancho de drenaje	2uds
Soporte de colchón	2uds



Parámetros Técnicos

Tamaño exterior (LxA)	2160×980×500 mm
Plataforma del colchón (LxA)	1925×900 mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste del respaldo	0-67° (±10°)
Ajuste de rodilla	0-35° (±10°)



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad

Ajustable

- Ajuste para descanso de espalda
- Ajuste para descanso de rodilla
- Capacidad de carga segura 200 kg

