

SKR-R09

Carro para bomba de infusión



MATERIAL

Todo el carro utiliza aleación de aluminio de grado médico para aviación, emplea un proceso de pulverización electrostática de alto voltaje y utiliza polvo de plástico antibacteriano importado respetuoso con el medio ambiente para garantizar que el producto cumpla con los requisitos médicos y de salud. La superficie es mate y no deslumbrante. La base está hecha de plástico de grado médico ABS.



MÁSTIL PARA INFUSIÓN

La parte superior de la columna está equipada con un soporte de infusión de cuatro garras, que puede colgar cuatro bolsas de infusión diferentes al mismo tiempo.



EQUIPO

Equipo de una sola pieza, con un diámetro de 25 mm, puede emparejarse perfectamente con varias bombas de infusión y bombas de jeringa.




CESTA

En la columna hay una cesta de malla metálica que puede almacenar medicamentos y diversos productos de abarrote.



SOCKET

Equipado con enchufes de corriente de uno a seis, y cuenta con un interruptor de alimentación que puede soportar hasta 6 dispositivos al mismo tiempo.



RUEDAS

Ruedas silenciosas de 3 pulgadas de grado médico con frenos, después de pruebas de durabilidad a lo largo de decenas de miles de kilómetros, son flexibles y duraderas.



Parámetros Técnicos



Garantía

Dimensiones	580*490*1750mm
Diámetro de la columna de montaje del equipo	25mm
Tamaño del marco de almacenamiento	300*180*150mm
Peso de la máquina	15KG
Diseño de las ruedas	Rueda silenciosa de 3" de grado médico, freno de pedal
Voltaje nominal	220V
Corriente nominal	10A
Diseño de un enchufe de corriente para seis dispositivos	

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
SopORTE Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad

