

MCR007

Carro de ABS con recipientes acero inoxidable

Control de calidad importante

- * Con riel en tres lados
- * Ruedas silenciosas con freno
- * Con un recipiente de acero inoxidable y un balde
- * Con dos estantes

Parámetros técnicos

Tamaño L*A*A

730*480*900mm



Diseño estructural

la estructura es compacta y práctica; el uso de acero inoxidable grueso de alta calidad y material ABS, seguro y no tóxico, fácil de limpiar, superficie lisa, no fácil de corroer y larga vida útil.



Mesa

la encimera es de ABS de alta calidad. la encimera está equipada con una valla de acero inoxidable de tres lados para evitar que se caigan los artículos.



Cajón

el cajón está equipado con rieles deslizantes silenciosos de alta calidad, que se pueden extraer con suavidad, lo que resuelve eficazmente el problema del fácil deslizamiento o bloqueo durante el proceso de extracción del cajón, con separadores de plástico de 3 piezas * 3 piezas.



Solicitud

Carro utilitario de acero inoxidable y ABS, carro de enfermería multifuncional, carro médico.



Castor

Ruedas universales médicas silenciosas de alta calidad, flexibles y livianas de conducir, dirección suave, resistentes al desgaste, con freno diagonal, se pueden frenar fácilmente en cualquier estado.



Cuenca/Cubo el

producto adopta un recipiente para suciedad/ Diseño de cubo, la suciedad se puede poner en el lavabo/cubo, es conveniente desmontar y montar, y el lavabo/cubo se puede sacar directamente.

