

SKR054-ET(SKM-B)

Carro de emergencia



Control de calidad importante

- * Encimera de una pieza, más bonita y fácil de limpiar; los agarres en dos lado, fácil para mover el carro.
- * Ruedas ensambladas en la misma línea vertical que cuatro columnas. Más estable, incluso se puede abrir el cajón cuando está por dentro lleno de medicamentos / herramientas.

Parámetros técnicos

Tamaño (LxAxA): 750x475x920 mm



SKR054-ET (SKM-B)

Carro de emergencia

Mesa integrada

Encimera de una pieza, más bonita y fácil de limpiar; los agarres en dos lados, fácil para mover el carro.



Porta suero

Porta suero insertado en la columna del cuerpo principal.



Pulls

Agarre exterior, mejor comodidad de funcionamiento y forma más tridimensional.



Soportes para tarjeta

Las tarjetas se insertan desde abajo para mantener limpio fácilmente.



Cajones

El cajón tiene un tamaño grande y más profundo!



Desfibrilador

La posición de la placa del desfibrilador puede intercambiarse, más conveniente de usar.



CONSTRUCCIÓN PESADA

Ruedas ensambladas en la misma línea vertical que cuatro columnas. Más estable, incluso se puede abrir el cajón cuando está por dentro lleno de medicamentos / herramientas.



Bote de basura

El bote de basura tiene dos colores para facilitar la clasificación de la basura.



Fuente de alimentación

Cable de alimentación y enchufes desmontables.



Soporte para botella de oxígeno insertado

Soporte para botella de oxígeno insertado, cinturones fijos en el cuerpo principal del carro.

