



MCX08-1

Camilla recta básica



## MCX08-1

### Andadera con ruedas



#### CUERO

Retardante de llama, resistencia al amarillo, resistencia al moho, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste de 100.000 veces.



#### ESPONJA

Retardante de llama, 4 cm de espesor, espuma de alta densidad, densidad de 30 kg/m<sup>3</sup>.



#### PINTURA

11 Procesos de pintura epoxi, prueba ASTM antibacteriana, espesor de pintura de 0,12 mm, brillo de 60 °, la pintura puede resistir 50 kg de impacto.



#### ACERO | CHAOA DE METAL | ESTAMPADO | SOLDADURA

Baosteel de Fortune Global 500. Panasonic Robotic garantiza una soldadura completamente suave de 360 °



#### ESTRUCTURA

Estructura de acero con recubrimiento en polvo de 1,2-1,5 mm de espesor, carga de 250 kg.



#### FIJADO

4 piezas de fundas antideslizantes para pies de cama.

#### Control de calidad importante

- \* Pies de cama de acero inoxidable para trabajo pesado
- \* Mesa de exploración con colchón
- \* USFDA, CE, ISO, SFDA

#### Parámetros técnicos

Tamaño externo LxAxA 1900\*600\*680mm

#### Configuración técnica

Cubierta antideslizante de los pies de la cama 4 piezas

