

MCX09

Mesa de diagnostico básica



MCX09

Mesa de diagnostico básica



CUERO

Retardante de llama, resistencia al amarillo, resistencia al moho, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste de 100.000 veces.



ESPONJA

Retardante de llama, 6 cm de espesor, espuma de alta densidad, densidad de 30 kg / m³



PINTURA

11 Procesos de pintura epoxi, prueba ASTM antibacteriana, espesor de pintura de 0,12 mm, brillo de 60 °, la pintura puede resistir 50 kg de impacto



ACERO | CHAOA DE METAL | ESTAMPADO | SOLDADURA

Baosteel de Fortune Global 500. Panasonic Robotic garantiza una soldadura completamente suave de 360 °.

Control de calidad importante

- * Pies de cama de acero inoxidable para trabajo pesado
- * 1 función manual
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	1900*600*680mm
Ajuste del respaldo	0-60°(±10%)

Configuración Técnica

Tapizado Antideslizante	4 piezas
Ajuste del respaldo Mediante Palanca Manual	1 juego

